

Koszalin, 08.09.2022 r.

Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: tryb podstawowy nr TP.382.101.2022 BS – pieluchomajtki dla dzieci i dorosłych oraz bardzo chłonne podkłady

### INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) niniejszym informuję o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

1. DZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie:  
„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.10.2022 r.”
2. DZIAŁ XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT – zmianie ulega ust. 2, który otrzymuje brzmienie:  
„Oferty należy przesłać do dnia 16.09.2022 r. do godz. 10:00”
3. DZIAŁ XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT – zmianie ulega ust. 1, który otrzymuje brzmienie:  
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2022 r., o godz. 10:30”
4. Załącznik nr 1 do SWZ (Szczegółowy wykaz cen) – część nr 2  
Zamawiający zmienia przedmiot zamówienia  
– SZCZEGÓŁOWY WYKAZ CEN po zmianie – w załączeniu.
5. Załącznik nr 2 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) – część nr 2  
Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia  
- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po zmianie – w załączeniu.

Z up. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
*M. Sikora*  
mgr Magdalena Sikora  
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

## SZCZEGÓŁOWY WYKAZ CEN PO ZMIANACH

CZEŚĆ NR 2 PIELUCHOMAJTKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA DOROSŁYCH, BARDZO CHŁONNE PODKŁADY										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent / nr katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	Ilość	Jednostka miary	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Pieluchomajtki (obwód bioder 56-96cm) S			900	szt.					
2	Pieluchomajtki (obwód bioder 73-130cm) M			1700	szt.					
3	Pieluchomajtki (obwód bioder 92-160cm) L			40000	szt.					
4	Pieluchomajtki (obwód 120-170cm) XL			45000	szt.					
5	Bardzo chłonne podkłady (60 cm x 90 cm)			80000	szt.					

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO ZMIANACH

CZĘŚĆ NR 2 PIELUCHOMAJTKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA DOROSŁYCH, BARDZO CHŁONNE PODKŁADY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny/Rozmiar	Potwierdzenie
1	<p>Pieluchomajtki pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni – w części centralnej i po bokach, bez elementów lateksowych, oddychające na całej powierzchni produktu. System zapinania w postaci dwóch, podwójnych przylepcorzepów do wielokrotnego dobrego mocowania. Minimum jeden ściągacz taliowy i elastyczne boki produktów. Wskaźnik wilgotności w postaci jednego paska, który zmienia kolor w miarę napełniania produktu moczem. System szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta. Wewnętrzny system zawierający elementy zapobiegające wydostawaniu się moczu i kału na zewnątrz np. falbanki – skierowane do wewnątrz i wyprofilowane gumki w części pachwinowej, system neutralizujący zapach moczu. Minimalna chłonność pieluchomajtek 1700g</p>	<p>SMALL lub równoważny obwód bioder 56-96cm (+/- 10 cm)</p>	
2	<p>Pieluchomajtki pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni – w części centralnej i po bokach, bez elementów lateksowych, oddychające na całej powierzchni produktu. System zapinania w postaci dwóch, podwójnych przylepcorzepów do wielokrotnego dobrego mocowania. Minimum jeden ściągacz taliowy i elastyczne boki produktów. Wskaźnik wilgotności w postaci jednego paska, który zmienia kolor w miarę napełniania produktu moczem. System szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta. Wewnętrzny system zawierający elementy zapobiegające wydostawaniu się moczu i kału na zewnątrz np. falbanki – skierowane do wewnątrz i wyprofilowane gumki w części pachwinowej, system neutralizujący zapach moczu. Minimalna chłonność pieluchomajtek 2400g</p>	<p>MEDIUM lub równoważny obwód bioder 73-130cm (+/- 10 cm)</p>	

3	<p>Pieluchomajtki pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni – w części centralnej i po bokach, bez elementów lateksowych, oddychające na całej powierzchni produktu. System zapinania w postaci dwóch, podwójnych przylepcorzepów do wielokrotnego dobrego mocowania. Minimum jeden ściągacz taliowy i elastyczne boki produktów. Wskaźnik wilgotności w postaci jednego paska, który zmienia kolor w miarę napełniania produktu moczem. System szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta. Wewnętrzny system zawierający elementy zapobiegające wydostawaniu się moczu i kału na zewnątrz np. falbanki – skierowane do wewnątrz i wyprofilowane gumki w części pachwinowej, system neutralizujący zapach moczu. Minimalna chłonność pieluchomajtek 2700g</p>	<p>LARGE lub równoważny obwód bioder 92-160cm (+/-10 cm)</p>	
4	<p>Pieluchomajtki pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni – w części centralnej i po bokach, bez elementów lateksowych, oddychające na całej powierzchni produktu. System zapinania w postaci dwóch, podwójnych przylepcorzepów do wielokrotnego dobrego mocowania. Minimum jeden ściągacz taliowy i elastyczne boki produktów. Wskaźnik wilgotności w postaci jednego paska, który zmienia kolor w miarę napełniania produktu moczem. System szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta. Wewnętrzny system zawierający elementy zapobiegające wydostawaniu się moczu i kału na zewnątrz np. falbanki – skierowane do wewnątrz i wyprofilowane gumki w części pachwinowej, system neutralizujący zapach moczu. Minimalna chłonność pieluchomajtek 2750g</p>	<p>EXTRA LARGE lub równoważny obwód bioder 120-170cm (+/-10 cm)</p>	
5	<p>Bardzo chłonne podkłady. Poziom chłonności co najmniej 2150g. Wykonany z chłonnej i miękkiej pulpy celulozowej, zawierający superabsorbent, nie zawierający lateksu. Ze specjalnymi mikro kanalikami, które zapewniają większe poczucie miękkości i komfortu. Produkt zabezpieczony od spodu folią zapobiegającą przemakaniu oraz posiadający szeroki pas zabezpieczający dookoła wkładu – zabezpieczenie przed wyciekaniem płynu poza podkład.</p>	<p>60cmx90cm (+/-5 cm)</p>	